



Imágenes no contractuales

Es la Scooter ideal para moverse en la ciudad gracias a sus reducidas dimensiones.

Compacta: Tan solo mide 99 cm de largo y 63,5 cm de ancho, teniendo en cuenta los apoyabrazos.

Fácil de transportar: Su diseño modular (desmontable en cuatro piezas) permite transportarlo de una forma cómoda.

Descripción de producto	Referencia
Movilidad personal	BERLINA 130
Descripción de accesorios	
Funda de almacenaje	
Postabastones	
Soporte para móvil	
Retrovisores	
Cargador USB	

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	116 x 58 x 55 cm
Peso total de la caja	51,3 kg 

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	99 x 52 x 86 cm
Peso máximo soportado	130 kg 
Peso con baterías	42,5 kg 
Peso sin baterías	33 kg 
Peso de la pieza más pesada	16 kg 
Velocidad máxima	8 km/h 
Pendiente máxima	< 45 kg hasta 8° 45-70 kg hasta 6°  70-136 kg hasta 4°
Radio de giro	115 cm 
Tipo de motor	200W 4650 rpm 
Ruedas delanteras	19,5 cm. Macizas
Ruedas traseras	19,5 cm. Macizas
Baterías	12V de 20 Ah. x 2 
Cargador	2A externo

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).

Accesorios:



Funda de almacenaje



Portabastones



Soporte para móvil



Retrovisores



Cargador USB

Sujeto a cambios técnicos



Palanca de desembrague y ruedas antivuelco



Reposabrazos abatibles



Columna de conducción



Baterías extraíbles para facilitar su recarga



Desmontable en 4 piezas

Comprometidos con su Salud y Bienestar
Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

360° IPSO MEDICAL
Pensando en las Personas