







**Movilidad  
GUARDIÁN 130**



Imágenes no contractuales

La silla de ruedas GUARDIÁN 130 se adapta a usted y no a la inversa. Por eso, la silla de ruedas GUARDIÁN 130 cuenta con un diseño modular y con reposabrazos y reposapiés abatibles y extraíbles como las ruedas traseras.

Esta silla siendo una solución económica, en cuanto a la calidad, esta silla cumple con las más altas normas establecidas por institutos de prueba certificados en la mayoría de los países europeos.


Descripción de producto	Referencia
Silla de ruedas.	GUARDIÁN 130
Especificaciones técnicas	
Dimensiones largo x alto.	112 x 91,5 cm. con reposapiés
Dimensiones largo x alto.	81 x 91,5 cm. sin reposapiés
Plegada largo x alto x ancho	83 x 94 x 29 cm. sin reposapiés
Ancho asiento.	39 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 cm.
Ancho total, según asiento.	57 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 cm.
Peso máximo soportado	130 kg. 
Peso	16,6 kg.. 
Radio de giro	1119 cm. 
Frenos	Manual en ruedas traseras. 
Ruedas delanteras	20 cm. macizas.
Ruedas traseras	61 cm. neumaticas.
Diámetro de aro propulsión	53,5 cm.

Garantía	
Bastidor	2 años
Resto de componentes	1 año
Normativa	CE. ISO 9999: 12 22 03

Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (1,5 cm y 1,5kg).



Plegada largo 83 x alto 94 x ancho 29 cm. sin reposapiés



Reposabrazos almohadillados



Ruedas traseras extraíbles.



Opcional rueda trasera 30,5 cm.

Sujeto a cambios técnicos

**Comprometidos con su Salud y Bienestar**  
 Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

