



Imágenes no contractuales

Es la Scooter ideal para moverse en interiores y exteriores gracias a sus reducidas dimensiones.

**Compacta:** Tan solo mide 104 cm de largo y 55 cm de ancho, permite desmontarse en 5 partes sin herramientas adicionales.

**Fácil de transportar:** Su diseño modular (desmontable en cinco piezas) permite transportarlo de una forma cómoda.

Descripción de producto	Referencia
Movilidad personal	BERLINA 115

#### Descripción de accesorios

Soporte de muletas

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) 115 x 60 x 50 cm

Peso total de la caja 65 kg

#### Especificaciones técnicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 104 x 55 x 90 cm

Peso máximo soportado 115 kg

Peso con baterías 55,10 kg

Peso sin baterías 41,55 kg

Peso de la pieza más pesada 34,25 kg

Velocidad máxima 6 km/h

Distancia máxima 18 km

Pendiente máxima 6° segura

Escalón máximo 5 cm.

Radio de giro 247 cm

Tipo de motor 270W

Ruedas delanteras 23 cm. Macizas

Ruedas traseras 23 cm. Macizas

Baterías 12V de 20 Ah.

Cargador Propio externo

#### Garantía

Bastidor 2 años

Baterías 6 meses

Componentes electrónicos 1 año



Posibles desviaciones en medidas y pesos de hasta (15mm y 1,5kg).

90 cm. altura

104 cm. largo

55 cm. ancho



Desmontable en 5 piezas sin herramientas adicionales



Control manual



Ajuste de ángulo de dirección



Ruedas macizas

Sujeto a cambios técnicos

**Comprometidos con su Salud y Bienestar**

Calle Río Sil, 6, 29196 Málaga – Parque Industrial Trévez (Málaga)

